











OptimaBario & säätölaite

painoraja 40-400 kg PIKAKÄYTTÖOHJE

Carital®-säätölaite on varustettu suojamaadoitetulla pistotulpalla (suojausluokka I). **Pistotulpan saa kytkeä ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.**

Käyttö elvytystilanteessa:
ALOITA ELVYTYS VÄLITTÖMÄSTI, PATJAA EI TYHJENNETÄ!
Välitön elvytysvalmius suljetun ilmakennojärjestelmän ansiosta

OptimaBario-patja voidaan kiinnittää makuutason nousevaan/laskevaan selkäosaan pääpuolen kiinnitysremmeillä. Huomioi kiinnitys/irrotus mahdollisessa evakuointitilanteessa.

	Kytke ilmaletkut Carital® OptimaBario -patjaan ja -säätölaiteeseen. Seuraa värikoodeja. Liitä laite verkkoon. Kytke virta päälle. Laite testaa toimintavalmiuden, jonka jälkeen säätölaite aloittaa automaattisesti Normaali eli perustoiminnon . Suosittelemme, että laitteen annetaan käydä ilman potilasta kunnes normaaliasäätö on tavoitettu.
	Normaali -toiminnossa säätölaite testaa toimintavalmiuden automaattisesti kaikille Carital® OptimaBarion kennostoille sen jälkeen kun normaalitoiminto on valittu. Normaalitoimintoa käytetään kaikissa makuuasennoissa.
	Valitse ääneton toiminto , kun edellytetään täysin äänetöntä toimintaa. Säätölaite säätää ensin kennostojen paineet normaaliasetukseen ja pitää ne muuttumattomina, kunnes valitaan joku muu toiminto.
	Supine-asentoa eli selinmakuutoimintoa käytetään ainoastaan liikuntakyvyttömän potilaan hoitoon vaakatasossa selinmakuulla . Patja säätyy alimpaan mahdolliseen paineasetukseen. Tässä toiminnossa saavutetaan paras mahdollinen hoidon taso. Voit kysyä lisätietoja Supine-asentotoiminnon käytöstä MediMattress Oy:n aluepäälliköltä.
	Kovetus -toiminto kovettaa patjan keskimmäisen säätöalueen hoitotoimenpiteiden ajaksi. Säätölaite palaa automaattisesti 15 minuutin kuluttua normaalitoimintoon, mikäli muuta toimintoa ei ole valittu. VAROITUS: Kun patja kovetetaan, sen paineenalennusominaisuudet heikkenevät!
	Istumistoiminto on tarkoitettu potilaalle, joka on istuvassa asennossa vuoteen selkäosa kohotettuna yli 30 astetta. Tunnin kuluttua säätölaitteen hälytysääni varoittaa hoitohenkilökuntaa kasvavasta painehaavariskistä.
	Mykistystoiminto hiljentää istumistoiminnon hälytysäänen. Valitse toiminto, kun sairaus edellyttää istuvassa asennossa tapahtuvaa pitkäaikaista hoitoa. Säätölaite varoittaa painehaavariskistä tunnin kuluttua vilkkuvalla hälytysvalolla.
	Hälytyksen kuittaustoiminnolla sammutetaan hälytykset. Äänihälytys kuittaautuu yhdellä ja valohälytys kahdella perättäisellä painalluksella. Tämän jälkeen paina Normaali-toimintopainiketta.

Patjan tyhjennys esim. kuljetusta varten

- irrota ilmaletkut säätölaiteesta
- anna patjan tyhjäntä itsekseen (voidaan nopeuttaa taivuttamalla patjaa varoen)

Tekniset tiedot:

Koko 8 x 10 x 32 cm
Paino 2,4 kg
Nimell. ottoteho max. 35 W
Suojaluokka 1B

IP luokka
Sähköturvallisuus
EMC:

Ip20, ei suojattu veden tunkeutumista vastaan.
 IEC 60601-1(3.1) cl. 8.
 IEC 60601-1-2:2007 (Ed. 3.0),
 IEC 60601-1-2:2014 (Ed. 4.0)



12/2018



Carital Oy ja MediMattress Oy ovat ISO 13485 ja ISO 14001 -sertifioituja yrityksiä

Valmistaja:
 Carital Oy
 Haukilahdenkatu 4
 00550 HELSINKI
 www.carital.com

Myynti, markkinointi, vuokraus, huolto:
 MediMattress Oy, Haukilahdenkatu 4,
 00550 HELSINKI, p. 0306 40 40 40
 asiakaspalvelu@medimattress.fi
 huolto@medimattress.fi
 www.medimattress.fi