

Tergo®Glide

Tergo®Glide ERGONOMINEN SIIRTOSUOJA



Tergo®Glide on kahvallinen, ergonominen apuväline, joka on tarkoitettu liikuntarajoitteisten potilaiden siirtämiseen ja kääntämiseen. Tuotteeseen on integroitu inkontinenssisuoja. Käytön painoraja max. 250 kg.

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



YLEISKUVAUS

Tergo®Glide koostuu monikerroksisesta vuodesuojasta sekä alla olevista liuku- ja kahvarakenteista. Tuotteeseen on integroitu inkontinenssisuoja. Tuotteen pitkällä sivuilla on 6 kahvaa/puoli.

Tergo®Gliden alapuolella oleva kangas liukuu poikittaissuuntaisesti lakanaa vasten helpottaen muun muassa käyttäjän omatoimista kääntymistä sekä hänen kääntämistään. Vuoteen pituussuuntaisesti kangas on vastaavasti kitkainen, joten Tergo®Glide jarruttaa liukumista alaspäin selkänöjan ollessa kohotettuna.

KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Käyttötarkoitus on toimia apuvälineenä kääntämisessä, siirtämisessä ja nostamisessa potilailla, joilla liikkumismahdollisuudet ovat heikentyneet sekä makuualustan inkontinenssisuojana edellä mainituilla potilailla. Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Tuotteen käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaita ovat potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkkinnällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

INDIKAATIOT

Toimii siirron apuvälineenä potilaalla, jotka on siirrettävä tai liikuteltava sivuttaissiirrola, liukumalla tai nostamalla. Suojaa immuunisuksiensa avulla potilaan ihoa kosteudelta.

VASTA-AIHEET

Ei tunnettuja kontraindikaatioita.

TUOTETURVALLISUUS

Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääkkinnällinen laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Inkontinenssimateriaali on Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioitu ja tuote analysoitu bioyh-teensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Tuotteen paloluokitus on SL 1.¹

Tuotteen turvallinen kuormitus max. 250 kg².



VALMISTAJA / MYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi

Tergo®Glide ERGONOMINEN SIIRTOSUOJA



MATERIAALIEN OMINAISUUDET

Integroitu, kahvallinen monikerrosrakenne. Vuodessuojan materiaali on polyesteri (veluuri/fleece/silkki), nestesulkuna toimii polyuretaanikalvo. Siirtosuojan pinnassa on imukykyinen³ inkontinenssisuoja.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

LISÄVARUSTEET

Tergo®Belt

KOOT JA PAINOT

Vakiokoot: 88 x 120 / 105 x 120 cm

Painot: 815 / 980 g

TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYS-OHJEET

Tuotteen arvioitu elinkaari normaalissa käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu olevan noin kaksi (2) vuotta.

Tuote voidaan hävittää energiajakeena tai sekajätteisiin.

TAKUU

Tuotteella on yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta.

PATENTTITIEDOT

Patentoitu, Eurooppapatentti 2 787 950.



HOITO-OHJE



Tarkemmat hoito- ja pesutoimenpiteet kuvattu tuotteen mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

LÄHTEET

¹Testattu EN ISO 12952-1:2010 ja EN ISO 12952-2:2010 mukaisesti.

²Testattu ISO 10535:2021 alilauseke 8.3 mukaisesti.

³Imukyky 30 dl/m².



VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi