

MediEva pelastuslakana



MediEva-pelastuslakana on patjan lisävaruste, joka mahdollistaa potilaan turvallisen evakuoinnin niin kuivilla kuin kosteilla pinnoilla sekä myös portaissa.

Pelastuspäälliset ja -lakanat on suunniteltu ja testattu yhteistyössä pelastusalan ammattilaisten kanssa.

YLEISKUVAUS

MediEva-pelastuslakana mahdollistaa potilaan turvallisen evakuoinnin niin kuivilla kuin kosteilla pinnoilla sekä portaissa.

KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Lisävarustetuotteiston käyttötarkoitus on tuoda teknistä lisätoiminnallisuutta lisävarustekohtaisesti määriteltyihin standardikokoisiin makuualustoihin, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt erikseen käytön tarpeelliseksi erillisen käyttötarpeen vuoksi. Lisävarusteille ei ole määritetty primaaria kliinistä käyttötarkoitusta. Käyttöympäristöt on terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaita ovat potilaat, jotka käyttävät makuualustaa erillisesti määriteltävän hoito-ohjelman mukaisesti.

INDIKAATIOIT

Ei kliinisiä indikaatioita.

Terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava soveltuvuus makuualustaan erikseen tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti.

Makuualustan mittasuhteiden tulee vastata potilaan kokoa siten, että potilas täyttää makuualustan luonnollisesti.

VASTA-AIHEET

Ei tiedossa olevia kliinisiä vasta-aiheita.

TUOTETURVALLISUUS

Tuotetta käytetään lisävarusteena Lääkintälaitteasetuksen 2017/745 (MDR) mukaisissa lääkinnällisissä laitteissa. Materiaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteensopivaksi EN ISO 10993 -1:2018 -mukaisesti. Pelastuslakanan paloluokitus on SL 1¹.

MATERIAALIT

Pelastuslakanan päätyhuppujen hygieniakangas on joustavaa, neste⁻², lika- ja eritetiivistä³ PU-laminoitua polyesteria. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys⁴. Materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus⁵.

Mustan pohjakankaan pinta on liukasta polyesteriä ja sisäkerros polyuretaania. Pikalukot ovat polyeteeniä.

KOKO JA PAINO

Vakiokoko 75 x 200 cm - 1 kg.

Tuote sopii erikseen määriteltyihin patjoihin kokovälillä 75-90 x 200-210 x 10-13 cm.

TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYSOHJEET

Tuotteen arvioitu elinkaari normaalissa käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu olevan viisi (5) vuotta. Tuote voidaan hävittää energijakeena tai sekajätteisiin.

TAKUU

Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaali- tai valmistusvirheistä tai valmistuksesta.

HOITO-OHJE

Pintapyyhinta pesevällä ja tarvittaessa desinfioivalla pesuliuksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla max. 60-80 % (pH=10). Muista riittävä huuhtelupyyhinta ja kuivaus.

Pyyhi tuotteen päälle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhinta pidentää tuotteen käyttöikää.

Tuote voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Kuumadesinfointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa.



LÄHTEET

¹Materiaalit testattu IMO FTPC ANNEX 1 Part 9 ja Crib 5 -mukaisesti.

²Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

³Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti.

⁴Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

⁵Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.



VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi

MediEva pelastuslakana



KÄYTTÖ

Pelastuslakana asetetaan patjan alle ja pujotetaan patjaan kiinni päätyhuppujen avulla (kuva 1).

Potilaan kiinnittämiseen tarkoitettut kiinnityshihnat ovat pelastuslakanan sivuilla, taiteltuina vetoketjullisen suojan sisään (kuva 2).

Kiinnityshihnoista jää näkyviin patjan ulkopuolelle punaiset päät merkkinä pedatusta pelastuslakanasta (kuva 2). Aluslakana pedataan täysin normaalisti.

Evakuointitilanteessa kiinnityshihnat (2 paria) vedetään esiin patjan sivuilta (kuva 3) ja potilas kiinnitetään patjaan. Kiinnityshihnoissa on säädettävät, helposti ja nopeasti kiinnitettävät pikalukot.

Kun potilas on kiinnitetty patjaan, hänet voidaan siirtää turvallisesti vetäen pelastuslakanan päätyjen tukevista ja kestävästä pelastus/vetohihnoista (kuva 4).



Kuva 2. Kiinnityshihnat on taiteltu vetoketjullisen suojan sisään.



Kuva 4. Päädyn laskostettu vetohihna.



Kuva 1. Leviketaitoksen avulla **MediEva** säätty erikokoisiin patjoihin. Huom! Tarkista soveltuvuus patjaan erikseen.



Kuva 3. Potilaskiinnityshihnan esiin vetäminen

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi