

CaseClinic HYGIENIALAITOSTYNY



VAKIOKOOT

50 x 60 cm

40 x 50 cm lasten koko

Hyödyllisyysmallisuoja nro 6502

- Kestävä ja käytössä erittäin mukava laitostyyny
- Ympäristöystävälliset materiaalit
- Patentoitu kääntötasku
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen
- Pintapyyhintä tai koko tyynyn pesu

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- samasta materiaalista on saatavana myös irrallinen tyynyliina joko läpällä tai vetoketjulla

MATERIAALIT

- Päällis- ja sisusmateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö-, ergonomia- ja antidecubitus-ominaisuudet.
- Durablend-täytesekoituksessa on 80 % PU-vaahtomuovia ja 20 % silikonoitua polyesteriä.

TOIMIVUUS

- Kestää erinomaisesti laitospesun ja -pesun.
- Joustavassa ja hengittävässä päällismateriaalissa on anticecubitusominaisuus.
- Pyyhittävä pinta tuo säästöä pesukustannuksiin.
- Täyteen määrää voidaan lisätä tai vähentää sisemmän kääntötaskun kautta.
- Pesua läpäisevät tekstiilipinnat käännetään huoltotaskun avulla ulospäin pesun ajaksi.

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojattu
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm, jolloin riittävä huuhtelu ja kuivaus.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Tyyny täytteenen voidaan pestä +70 asteessa.
- Kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

