

CaseErgo ANTIDECUBITUSTYyny



VAKIOKOKO

50 x 60 cm

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- patentoitu, vetoketjullinen kääntötasku

- Sisuus pehmeää ja kimmoisaa kuitutäytettä
- Päällinen erityisen joustava, likaa hylkivä ja läpäisemätön
- Soveltuu painehaavojen ehkäisyyn korvien ja pään alueella
- Ympäristöystävälliset materiaalit

MATERIAALIT

- Päällis- ja sisusmateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö-, ergonomia- ja antidecubitusominaisuudet.
- Durablend-täytesekoituksessa on 80 % PU-vaahtomuovia ja 20 % silikonioitua polyesteriä.

TOIMIVUUS

- Erityisen joustava päällisen sekä pehmeän täytteen ansiosta tyyny vähentää painehaavojen syntymisen riskiä mm. korvien alueella.
- Täytteen määrää voidaan lisätä tai vähentää.

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminointu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojattu
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminointu polyamidi

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Tyyny täyteineen voidaan pestä +70 asteessa.
- Kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

