

# CaseProExtra ERIKOISVAHVA TYINY



- Potilasturvallinen, repimistä kestävä tyyny vaativiin olosuhteisiin
- Päällismateriaali on vaikeasti syttyvää, liukasta ja kosteutta pidättävää erikoisvahvaa kangasta
- Ympäristöystävälliset materiaalit

## VAKIOKOKO

50 x 60 cm

## PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

### Medicase hygieniapäällinen

- PU-sivelty polyesteri
- umpeen ommellut saumat
- pintapyyhittävä, ei konepesua

### Tekstiilipäällinen

- erikoisvahva Kermel/Carbon tekstiili
- umpeen ommellut saumat
- vesipesu +70 asteessa



## MATERIAALIT

- Lujat materiaalit kestävät repimistä, hankaamista ja esim. puremista.
- Tyynyn sisuksen Durablend-täytesekoituksessa on 80 % PU-vahtomuovia ja 20 % silikonoitua polyesteriä.

## TOIMIVUUS

- Suunniteltu ja testattu yhteistyössä psykiatristen hoitolaitosten asiantuntijoiden kanssa. Näin on varmistettu tuotteen soveltuvuus eristyshuoneissa ja muilla erittäin vaativilla asiakkaila.
- Liukas ja kestävä pinta kestää kovaa kulutusta.
- Umpeen ommeltu repimistä kestävin tikkauksin.

## PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

## TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

## HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojattu
- Nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanisivelty polyesteri

## PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.

