

CaseProne KASVOPEHMUSTE



VAKIOKOKO

27 x 37 x 5 cm

ovaali reikä 12,5 x 21,5 cm

- Suunniteltu kasvoreiällisille hoitotasoille
- Sisus lämpöreaktiivista, viskoelastista geelivaahtoa
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

MATERIAALIT

- Päällis- ja sisusmateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö-, ergonomia- ja antidecubitusominaisuudet.
- Sisus on viskoelastista PU-geelivaahtoa.

TOIMIVUUS

- Käytetään esim. hierontapöydällä antamaan pehmeän ja miellyttävän tuen kasvoille hoidon ajaksi.
- Lämpöreaktiivinen geelivaahto muotoutuu käyttäjänsä mukaan suoden rentouttavan asennon.
- Hygieniapäällinen kestää erinomaisesti toistuvaa desinfiointia.

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojattu
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriiipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Tyynyn sisukselle ei suositella vesipesua.
- Kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

