

CaseTop NISKATUKITYYNY



VAKIOKOKO

20 x 30 x 8 cm

- Anatomisesti muotoiltu tynny hammaslääkärin tuoliin
- Sisus lämpöreaktiivista, viskoelastista geelivaahtoa
- Rentouttava lepoasento niskalle ja päälle
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

- Medicase** hygieniapäällinen
- ommellut saumat
 - kuminauhakiinnitys

MATERIAALIT

- Päällis- ja sisusmateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö-, ergonomia- ja antidecubitusominaisuudet.
- Sisus on viskoelastista PU-vaahtomuovia.

TOIMIVUUS

- Muotoiltu sopivaksi erilaisiin hammaslääkärin hoitotuoleihin.
- Tynny muotoutuu käyttäjänsä mukaan pehmenemällä eri kohdista, jolloin niskalle ja päälle saadaan mukava lepoasento hoitojen ajaksi.
- Hygieniapäällisen materiaali kestää erinomaisesti usein toistuvaa desinfiointia.

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojaus
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Tynny sisukselle ei suositella vesipesua.
- Päällisen kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

