

CaseURest NISKATUKITYYNY



VAKIOKOKO
25 X 47 cm

- Tukee niska mm. pitkien hoitojaksojen aikana
- Kuitutäytteen määrää voi lisätä tai vähentää
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase

hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- tippasuojallinen vetoketju kahdella sivulla

MedicaseKS

kuumasaumattu hygieniapäällinen

- nestetiiviit saumat
- nestetiivis vetoketju yhdellä sivulla



MATERIAALIT

- Päällis- ja täytemateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomi ominaisuudet
- Durablend-täytesekoitus kestää hyvin toistuvaa laitospesua
- Päällinen: polyuretaanilaminoitu polyamidi
Sisäpussi: 100 % puuvilla
Täytemateriaali: 75 % polyuretaani, 25 % polyesteri

TOIMIVUUS

- Suunniteltu tukemaan niska ja päätä moninaisissa tilanteissa.
- Voidaan käyttää myös spastisilla potilailla estämään pään liikkumista sivusuunnassa.
- Hygieniapäällisessä on antidecubitusominaisuus.

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuoja
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Päällisen kuumadesinfointi mahdollista +95 asteessa.
- Sisäpussi täytteenen voidaan pestä +70 asteessa.



CE

