

# EkoForm LAITOSHYGIENIAPATJA

## EkoForm-laitoshygieniapatja

SL 1

EkoForm-patjan vaahdon valmistuksen perusraaka-aineena on käytetty soijaöljyä. Soijapohjainen ergonomisesti tukeva PU-vaaho on tiheydeltään 43 kg/m<sup>3</sup>.

5-vyöhykkeisen, aaltomaisen profiloinnin (13 cm korkeissa patjoissa) ja erikoiskimmoisan materiaalin ansiosta patjassa on paineita tasaava ominaisuus, joka myös ehkäisee puutumista ja edesauttaa pintaverenkiertoa.


Polyuretaanipinnoitetun päällisen vetoketju on suojattu tippasuojalla. Vetoketju kulkee yhtenäisesti kahdella sivulla. Tilauksesta teemme päällisiin myös kuumasaumatut ja nestetiiviit saumat sekä nestetiiviit vetoketjut.

Toimitus on mahdollista myös kiinteällä Mediresc-pelastuslakanalla.

Painosuositus 0-130 kg.

Takuu on 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

Pesuohje/Medicase-hygieniapäällinen:



Tuotenumero esim. 80x200x13:  
12EFOL80P200K13

### Kokovaihtoehdot

Leveydet: 75/78/80/85/88/90  
Pituudet: 200/205/208/210 cm  
Korkeus: 13 cm  
Lasten koot: 70/80 x 160 x 13 cm,  
60 x 120 x 6/12 cm  
Erikoiskoot mittatilaustyönä

