

Mediresc PELASTUSPATJAT



Suunniteltu ja testattu yhteistyössä pelastusalan ammattilaisten kanssa.

| VAKIOKOOT (erikoiskoot mittatilaustyönä) | | |
|--|-----------------|------------|
| Leveys cm | Pituus cm | Korkeus cm |
| 75/78/80/ 85/88/90 | 200/205/208/210 | 13/17 |

Hyödyllisyysmallisuoja nro 8128

- Kaikkiin MediMattress Oy:n patjamalleihin on saatavana kiinteä **Mediresc** pelastuspäällinen
- Liukuu niin kuivilla kuin kosteilla pinnoilla sekä myös portaissa
- Ympäristöystävälliset ja täysin palamattomat materiaalit
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen



MATERIAALIT

- Pohjassa on hyvin sekä kuivalla että kostealla alustalla liukuva, täysin nesteitä läpäisemätön polyuretaanisivelty polyesteri.
- Palamattomat materiaalit.

TOIMIVUUS

- Evakuointitilanteessa potilas kiinnitetään patjaan reunoista vedettävillä, pikalukollisilla hihnoilla.
- Kiinnityshihnat ovat vetoketjun tippaläpän alla piilossa ja kiinnityslenkkeihin pujotettuina, joten ylimääräisiä hihnoja ei roiku patjojen sivuilla.
- Päällisen päädyissä on tukevat pelastus/vetohihnat, jotka mahdollistavat evakuoinnin jopa yhden henkilön voimin.

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1 -luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- Patjojen takuu 2-5 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

PELASTUSPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä.
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojattu.
- Materiaali: alla polyuretaanisivelty polyesteri, päällä polyuretaanilaminoitu polyamidi.

PESU JA PUHDISTUS

- Päällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuoksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Patjan vaahdolle ei suositella vesipesua.
- Päällisen kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

