

Mega18040 ISO ASENTOHOITOTYYNY



VAKIOKOKO
180 x 40 cm

- Kevyesti täytetty, pitkä asento-
hoitotyyne
- Soveltuu käytettäväksi niin
vuoteeseen kuin pyörätuolissakin
- Likaa hylkivä, läpäisemätön
hygieniapäällinen



PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat

MedicaseKS kuuma-saumattu
hygieniapäällinen

- nestetiiviit saumat

MATERIAALIT

- Päällis- ja täytemateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomi ominaisuudet
- Durablend-täytesekoitus kestää hyvin toistuvaa laitospesua
- Päällinen: polyuretaanilaminoitu polyamidi
sisäpussi: 100 % puuvilla, täyte: 75 % polyuretaani, 25 % polyesteri

TOIMIVUUS

- Pitkä ja pehmeä tukityyny soveltuu muovautuvuutensa ansiosta hyvin eri vartalo-tyypeille
- Erinomainen kinestetiikan apuväline
- Täytteen määrä säädettävissä
- Hygieniapäällisessä on antidecubitusominaisuus

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojattu
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm, jolloin riittävä huuhtelu ja kuivaus.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Päällisen kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.
- Sisäpussi täytteenen voidaan pestä +70 asteessa.



CE