

MegaHemi ASENTOHOITOTYNNY



VAKIOKOKO
40 x 80 x 18 cm

- Monipuolinen asentohoitotynny mm. neurologisille ja lonkkaleikatuille potilaille
- Kylkiasennon tukemiseen ja jalkojen kohohoitoon
- Patentoitu kenno- ja välipohjarakenne
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen



MATERIAALIT

- Päällis- ja täytemateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomi ominaisuudet
- Durablend-täytesekoitus kestää hyvin toistuvaa laitospesua
- Päällinen: polyuretaanilaminoitu polyamidi
sisäpussi: 100 % puuvilla, täyte: 75 % polyuretaani, 25 % polyesteri

TOIMIVUUS

- Voidaan käyttää monipuolisesti asentohoidossa
- Täytteen määrä säädettävissä
- Hygieniapäällisessä on antidecubitusominaisuus



PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat

MedicaseKS kuumasaumattu hygieniapäällinen

- nestetiiviit saumat

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojustu
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Päällisen kuumadesinfointi mahdollista +95 asteessa.
- Sisäpussi täyteen voidaan pestä +70 asteessa.



CE