

MediMattress ASENTOHOITOTYNNYT



MegaHemi

Iso asentohoito-
tyyny, erityisesti
kylkiasennon
tukemiseen.

Koko: 40x80x18 cm



MegaT

Raajojen ja koko
vartalon tukemiseen.

Koko: 80x60x32 cm



MegaQ

Monipuolinen asentohoito-
tyyny käytettäväksi sekä
vuoteessa että
istuessa.

Koko: 27x80 cm



Mega7040

Kimmoisa ja kestävä tukityyny
tavallisen tyynyn sijaan.

Koko: 70x40 cm



Mega18040

Pitkä ja pehmeä tukityyny soveltuu
muovautuvuutensa ansiosta hyvin
eri vartalotyypeille.

Koko: 180x40 cm



Katso www.medimattress.fi/sairaalaatuotekatalogi lisää tukityynyjen käyttötavoista. Asentohoitotyynyjä käytetään sellaisenaan ilman ylimääräistä suojusta, säästäten pesulakustannuksissa.

PALOTURVALLISUUS Valmistettu SL 1 -luokan materiaaleista.

VÄRI Vihreä.

TAKUU 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

TUOTENUMERO 40MEGSETTI



Hoito-ohje:

Päällisen pinta voidaan **pyyhkiä** heikosti emäksisellä pesu-
liuksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Jos käytetään
klooria, maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm,
satunnaisesti enintään 5000 ppm. Riittävä huuhtelu.
Spripohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %. Mega-
asentohoitotyynyt täytteenen voidaan pestä **+70°C:ssa**.
Hygieniapäällisen pesu erikseen **+70°C:ssa**.



MediMattress
Parempaan hoitoon

MediMattress Oy
PL 629, 00101 Helsinki
Puh. 0306 40 40 40

Fax 0306 40 40 48

www.medimattress.fi