

# MegaT ASENTOHOITOTYYNY



**VAKIOKOKO**  
80 x 60 cm

- T-mallinen asentohoitotyynty moneen käyttöön
- Tukityynyksi niin vuoteeseen kuin esim. geriatriseen tuoliin
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen



## MATERIAALIT

- Päällis- ja täytemateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomi ominaisuudet
- Durablend-täytesekoitus kestää hyvin toistuvaa laitospesua
- Päällinen: polyuretaanilaminoitu polyamidi  
sisäpussi: 100 % puuvilla, täyte: 75 % polyuretaani, 25 % polyesteri



## TOIMIVUUS

- T-muoto mahdollistaa esim. käden ja jalan samanaikaisen tukemisen tai vastavuoroisesti selän ja käden yhtäaikaisen tukemisen
- Täytteen määrä säädettävissä
- Hygieniapäällisessä on antidecubitusominaisuus



## PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

**Medicase** hygieniapäällinen

- ommellut saumat

**MedicaseKS** kuumasaumattu hygieniapäällinen

- nestetiiviit saumat

## PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista

## TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille

## HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojaus
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton

## PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm, jolloin riittävä huuhtelu ja kuivaus.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Päällisen kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.
- Sisäpussi täytteen voidaan pestä +70 asteessa.



CE

