

Suosittelujen yleisriskimittarien riskirajat ja painehaavojen esiintyminen

Riski-luokka	SHAPE Risk Scale (SRS) riskipisteet	Braden-riskipisteet	Painehaavojen esiintyminen (%) SRS / B	Potilaita riskissä (%) SRS / B
Erittäin korkea riski	≥ 19	6 - 9	39 / 47	3 / 3
Korkea riski	13 - 18	10 - 14	23 / 29	29 / 27
Keskinkertainen riski	7 - 12	15 - 18	14 / 16	57 / 24*
Matala riski	≤ 6	19 - 23	3 / 7	11 / 46*

Soppi, Iivanainen & Korhonen 2012/2014

*P < 0.001

Patjan valintaopas

Patjan valinta painehaavariskiluokituksen mukaan (esim. SRS, Braden, Norton)

PAINEHAAVARISKI	TUOTTEET	TUOTEKUVAUS
Erittäin korkea painehaavariski	Carital®Optima Täyspatja OptimaEZ 420 Täyspatja	Automaattisesti säätävä minimipainepatja. Painosuositus 7-300 kg. Automaattisesti säätävä minimipainepatja. Painosuositus 40-200 kg.
Korkea painehaavariski	Carital®OptimaEZ Täyspatja	Automaattisesti säätävä minimipainepatja. Painosuositus 40-175 kg.
Keskinkertainen painehaavariski	Carital®ASO Täyspatja EkoUltraXL Täyspatja EkoXL Täyspatja Tergo®Safe4 Täyspatja Tergo®Safe2 Täyspatja Tergo®Safe3 Täyspatja EkoUltra Täyspatja EkoWave Täyspatja EkoAvec Sijauspatja	Alaraajojen kipua lievittävä yhdistelmäpatja. 7 cm PU-geelivaahtoa + 6 cm kimmovaahtoa, reunapalkit sekä jalkaosassa ilmakenno. Painosuositus 0-175 kg. 11 cm PU-geelivaahtoa + 6 cm kimmovaahtoa. Painosuositus 0-250 kg. 7 cm PU-geelivaahtoa + 10 cm kimmovaahtoa. Painosuositus 0-200 kg. 11 cm PU-geelivaahtoa + 6 cm kimmovaahtoa, reunapalkit. Painosuositus 0-250 kg. 5 cm PU-geelivaahtoa + 8 cm kimmovaahtoa, reunapalkit. Painosuositus 0-180 kg. 7 cm PU-geelivaahtoa + 6 cm kimmovaahtoa, reunapalkit. Painosuositus 0-150 kg. 7 cm PU-geelivaahtoa + 6 cm kimmovaahtoa. Painosuositus 0-150 kg. 5 cm PU-geelivaahtoa + 8 cm kimmovaahtoa. Painosuositus 0-150 kg. 7 cm PU-geelivaahtoa. Painosuositus 0-130 kg.

Autamme tarvittaessa oikean patjan valitsemisessa riskikartoituksen mukaan, halutessanne autamme myös patja-koon valinnassa. Erikoiskokoja saatavana kaikista patjoista. **Patjat on mahdollista saada kiinteillä pelastuspäällisillä.**