

PedicGrip NILKKATUKITYYNY



VAKIOKOKO

avattuna 12 x 50 x 7 cm

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- vetoketju pitkällä sivulla

- Painehaavojen ehkäisyyn kantapään alueella
- Säädettävä tarrakiinnitys
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen

MATERIAALIT

- Päällis- ja vaahtorakenteet on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomiominaisuudet
- Sisus PU-geelivaahtoa

TOIMIVUUS

- Tyyny on suunniteltu pitämään kantapää irti alustasta ehkäisten näin painehaavojen syntymistä
- Tarroilla kiinnittyvä tyyny säätyy nilkan ympärille lämpöreaktiivisen pehmusteen ansiosta
- Hengittävässä hygieniapäällisessä on antidecubitus-ominaisuus

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyivistä materiaaleista.

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojattu
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidi

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Geelivaahdolle ei suositella vespesua.
- Päällisen kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

