

PedicMemorest

SL 1

Irrotettava ja helppohoitoinen PedicMemorest-kantapäpehmuste on suunniteltu potilaille, joilla on matalan riskin mahdollisuus saada painehaavoja kantapäiden alueelle. PedicMemorest soveltuu myös yleispehmusteeksi selin- tai kylkimakuulla jalkojen välissä estämään polvia tai kehräseluita hankaamasta tai painamasta toisiaan vasten. Tyyny sopii lisäksi käsien koho- ja asentohoitoon.

PedicMemorest asetetaan sängyn jalkapäätyyn lakanan päälle siten, että potilaan kantapäät ulottuvat ja pysyvät mahdollisimman optimaalisesti pehmusteen päällä. Tekstiilejä kannattaa käyttää mahdollisimman vähän kantapäiden ja PedicMemorest-pehmusteen välissä. Näin taataan paras mahdollinen paineen jakautuminen.

Vakioväri sininen.

Takuu: 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.


Pesuohje/Medicase-hygieniapäällinen:



Kokovaihtoehdot:

35 x 75 x 5 cm

50 x 75 x 5 cm



Medicase-päällisessä on 35 cm helmukset

Matalan riskin potilaille ennaltaehkäisemään painehaavoja kantapäiden alueella. Pehmusteena PU-geelivahto. Medicase-päällisessä on 35 cm:n helmukset, joiden avulla pehmuste pysyy paremmin paikoillaan.

Tuotenumerot: 41PMEL35P75K5, 41PMEL50P75K5



Kantapäiden alle.



Polvien ja nilkkojen väliin.



Käsien asentohoitoon.

