

PedicPsoas2 ASENTOHOITOTYYNY



- Asentohoitotyynty jalkojen kohohoitoon
- Pinnoissa erikoispehmennykset
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen

VAKIOKOKO

40 x 50 x 34 cm

PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- vetoketju kolmella sivulla

MedicaseKS kuumasaumattu hygieniapäällinen

- nestetiiviit saumat
- nestetiivis vetoketju kolmella sivulla

MATERIAALIT

- Päällis- ja sisusmateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomiaminisuudet.
- Sisus on PU-kimmoavaahtoa.

TOIMIVUUS

- Käytetään jalkojen kohohoitoon sekä psoas-asentohoitoon
- Pyyhittävä, hygieeninen pinta

PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuojattu
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminoitu polyamidilla

PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Sisukselle ei suositella vesipesua.
- Päällisen kuumadesinfointi mahdollista +95 asteessa.

