

# PedicX POLVITUKITYYNY



- Asentotuki polvien väliin
- Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen
- Saatavana myös kuumasaumattuna

## VAKIOKOKO

korkeus 14/8 cm  
pituus 26 cm  
leveys 21 cm

## PÄÄLLISVAIHTOEHDOT

### Medicase hygieniapäällinen

- ommellut saumat
- vetoketju kahdella sivulla

### MedicaseKS kuumasaumattu hygieniapäällinen

- nestetiiviit saumat
- nestetiivis vetoketju kahdella sivulla

## MATERIAALIT

- Päällis- ja sisusmateriaalit on suunniteltu ja valittu huolella.
- Materiaaleilla on erinomaiset ympäristö- ja ergonomiaminisuudet.
- Sisus on PU-kimmovaahtoa.

## TOIMIVUUS

- Soveltuu tukityynyksi polvien väliin esim. lonkkaleikkauksen jälkeen
- Pyyhittävä, hygieeninen pinta

## PALOTURVALLISUUS

- Valmistettu SL 1-luokan vaikeasti syttyvistä materiaaleista.

## TAKUU

- 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

## HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

- Erikoislaminoidu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä
- Antibakteerinen, home- ja sienisuoja
- Joustava, nesteitä ja eritteitä läpäisemätön, hengittävä ja hiostamaton
- Materiaali polyuretaanilaminoidu polyamidi

## PESU JA PUHDISTUS

- Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella.
- Kloorin maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm (10 %), satunnaisesti enintään 5000 ppm.
- Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %.
- Sisukselle ei suositella vesipesua.
- Päällisen kuumadesinfiointi mahdollista +95 asteessa.

