


Ray KIILA- JA KOLMIOTYUNYNT

Ray-tukityynynt on suunniteltu asento-
hoitoon sekä tukityynyiksi röntgen- ja
sädehoitoyksiköissä. Röntgen- ja säde-
hoidossa käytettävät tyynyt toimitetaan
ilman vetoketjua. Materiaalit läpäise-
vät röntgensäteitä. Tyynyissä on irro-
tettava, helppohoitoinen ja hengittävä
Medicase-hygieniapäällinen.

Materiaali PU-kimmovahto.


Takuu on 2 vuotta materiaali- ja
valmistusvirheille.

Pesuhje/Medicase-hygieniapäällinen:




Suorakulmainen kolmio
Kanta: 30/25 cm
Korkeus: 8/10 cm
Leveys: 14/20 cm

Tuotenumerot: 42RAY30814,
42RAY251020




Tasakylkinen kolmio
Kanta: 30 cm
Korkeus: 15 cm
Leveys: 30 tai 50 cm
Huom: 2 eri leveyttä

Tuotenumerot: 42RAY301530, 42RAY301550




Tasakylkinen kolmio
Kanta: 25 cm
Korkeus: 12 cm
Leveys: 50 cm

Tuotenumero: 42RAY251250



Epäsäännöllinen kolmio
Kanta: 15 + 25 cm
Korkeus: 20 cm
Leveys: 39 cm

Tuotenumero: 42RAY402039



Epäsäännöllinen kolmio
Kanta: 6 + 20 cm
Korkeus: 11 cm
Leveys: 50 cm

Tuotenumero: 42RAY261150

