

TergoGlide

1=3

Siirrot • Kääntelyt • Inkontinenssisuoja

Liikuntarajoitteisten
potilaiden hoitoon


Ergonominen ja taloudellinen hoitajan apuväline

TergoGlide



- Helpottaa potilaan siirtoja
- Auttaa potilaan kääntämisessä
- Imukykyinen vuodesuoja
- Turvallinen ja miellyttävä potilaalle

SIIRROT • KÄÄNTELYT




ERGONOMISTA
JA HELPPOA

IMUKYKYINEN



INKONTINENSSI-
SUOJA

TergoGlide



TergoGlide on ergonominen ja taloudellinen hoitajan apuväline

TergoGlide on MediMattress Oy:n Suomessa kehittämä ergonominen apuväline, joka on tarkoitettu ennen kaikkea liikuntarajoitteisten potilaiden siirtämiseen ja kääntämiseen. Alle 200 kg painavan potilaan nostaminen ehjän TergoGlideen varassa on sallittu. Tuotteeseen on integroitu myös imukykyinen inkontinenssisuoja.

TergoGlideen kahvat ovat kestävät ja kätevät. Ne helpottavat oleellisesti tuotteen käyttöä, niistä saa tukevan otteen.

TergoGlide on kooltaan riittävän iso ulottuen aina hartioiden alle asti. Se liukuu lakanan päällä erinomaisesti vuoteen poikittaissuuntaan. Selkänojan ollessa kohotettuna tuote pysyy paikallaan, eikä potilas liu'u alas.

TergoGlideä käytettäessä raskaankin potilaan siirtäminen ja kääntäminen on helppoa. Hoitotoimenpiteet nopeutuvat, koska apuväline on aina käsillä. TergoGlideen avulla hoitaja voi yksinkin työskennellessään helpommin avustaa ja hoitaa liikuntarajoitteista potilasta.

TergoGlide säästää hoitajan työaikaa ja on käytössä erittäin taloudellinen. Sen hinta-laatusuhde on erinomainen verrattaessa erillisinä hankittujen tuotteiden hankintaan ja käyttöön. Oleellista on kuitenkin se, että TergoGlide säästää merkittävästi kustannuksia, koska ergonomisesti oikein käytettynä tuote vähentää hoitajien työperäisiä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia.

MediMattressin aluepäälliköt antavat asiakkailleen TergoGlideen käyttökoulutuksen. Tuotteen ergonomisen käytön varmistaa käyttäjiä varten tehty korkeatasoinen käytönopastusvideo.

TergoGlide on turvallinen ja miellyttävä potilaalle

Potilaat kokevat TergoGlideen avulla tehtävät siirrot turvallisiksi. Verrattuna tavanomaiseen siirtoon TergoGlide vähentää kipua ja on potilaalle miellyttävä, koska häntä ei kiskota käsin minnekään. Tavanomaisessa siirtotoimenpiteessä usein tapahtuva ihovenytys jää pois ja vähentää osaltaan painehaavariskia.

Omatoiminen kääntyminen TergoGlideen päällä on tavallista helpompaa. Potilaan etu on myös, että siirtoapuväline on kaiken aikaa käytettävissä hänen allaan. Tuotteen vaihto puhtaaseen on sekä potilaan että hoitajan kannalta vaivatonta.

Tekniset tiedot

Vakiokoot	88x120 ja 105x120 cm
Rakenne	Integroitu, kahvallinen monikerrosrakenne
Imukyky	30dl/m ²
Pesu	Konepesu ohjeen mukaan, max. 95°C
Hyödyllisyysmalli	FI 8909
EU-direktiivi	MDD 2007/47/EC: luokka 1 (CE)
Turvastandardi	Testattu ISO 10535:n mukaisesti

HUOMIO!

Yli 200 kg painavan potilaan nosto TergoGlideen varassa on kielletty. Vahingoittuneen tuotteen käyttö on kielletty.

