

OptimaEZ



Dynaaminen täyspatja

- pitkäaikaishoitoon korkeariskipotilaille
- helppo käyttö, automaattisesti säätävä
- ainutlaatuinen suomalainen



Carital
Ware for Care

OptimaEZ

Helppokäyttöinen dynaaminen täyspatja

OptimaEZ - eliminoi painepiikit



OptimaEZ - helppokäyttöinen ja toimiva



Carital-tuoteperhe

Optima	Tutkitusti paras dynaaminen täyspatja
OptimaEZ	Dynaaminen täyspatja pitkäaikaishoittoon
AD3	Dynaaminen petauspatja
OptimaJuve	Lapsille parasta Optima-laatua
OptimaRehab	Optima siirtymistä helpottavalla reunatuella
OptimaBariatric	Vahva Optima-kennorakenne ylipainoisille
OptimaProne	Järjestelmä vatsa-asentohoitoon
Neo	Ainutlaatuinen erikoispatja keskoshoitoon

OptimaEZ on uusi erikoispatjakonsepti, joka on kehitetty pitkäaikais-
hoidossa olevia korkeariskipotilaita varten. Tuote on tarkoitettu paine-
haavojen ja kivun ehkäisyyn sekä hoitoon.

Monien painehaavapotilaiden primaarisairaudet – kuten esimerkiksi
monet syöpäsairaudet, epästabiliitit fraktuurat, Parkinsonin tauti ja
MS-tauti – saattavat aiheuttaa voimakasta ihokipua tai -herkkyyttä.
Sykliisesti ja jatkuvasti korkeita painepiikkejä aiheuttavat vaihtuva-
paineiset erikoispatjat ovat potilaalle haitaksi.

OptimaEZ ei ole konventionaalinen vaihtuvapaineinen patja, vaan
automaattinen reaktiivisesti säätävä erikoispatja. OptimaEZ jakaa
potilaan painon koko patjan alueelle – ilman painepiikkejä.
OptimaEZ:n ainutlaatuinen kennosto ja säätöjärjestelmä eliminoivat
korkeat painearvot kaikissa hoitoasennoissa. Siksi tuote sopii
erinomaisesti paitsi painehaavojen niin myös kipupotilaiden hoitoon.
Koska OptimaEZ säätyy erittäin tarkasti, se soveltuu niin liikunta-
kyvyttömälle kakektiselle kuin obeesillekin potilaalle.

OptimaEZ perustuu tietotaitoon, jonka suomalainen Carital on kerän-
nyt erikoispatjojen kehittämisestä ja valmistamisesta. Patjassa on 32
kennoa. Herkkä OptimaEZ:n säätölaite mittaa ja säätää erikseen
kolmea toisiinsa kytkettyjen kennojen muodostamaa säätöaluetta.

OptimaEZ on ainutlaatuisen helppokäyttöinen. Virran kytkemisen
jälkeen käynnistyy *normaalitoiminto*, joka säätää patjan automaatti-
sesti kunkin potilaan mukaan. *Istuintoiminto* valitaan, jos potilas istuu
vuoteessaan yhtäjaksoisesti pidemmän jakson. *Kovetustoiminto*
helpottaa hoitotoimenpiteitä ja poistumista vuoteesta. Vikatilanteessa
laite hälyttää asianmukaisesti, hälytyksen saa pois päältä *hälytyksen*
kuittautustoiminnosta.

OptimaEZ on turvallinen patja. Sen korkeus on vain 13 cm, joten
sängyn normaali laitakorkeus riittää. Potilaan siirtäminen on myös
helppoa ja turvallista. Elvytys voidaan suljetun kennorakenteen vuoksi
aloittaa välittömästi odottamatta patjan tyhjentymistä.

Tekniset tiedot

Vakioimit	80/90 x 200 x 13 cm
Patjan materiaali	TPU
Patjan paino	6 kg
Patjan puhdistus	Desinfiointi pyyhkimällä
Säätölaite	32 x 9 x 8 cm, 2,4 kg
Vakiopöällinen	Incontinence
Päällisen pesu	75°C (max. 95°C)
EU-Direktiivi	Luokka 1 (CE)
Takuu	Kaksi vuotta takuuehtojen mukaisesti
Huolto	Ei vaadi vuosihuoltoa

Myynti ja markkinointi:



MediMattress Oy
PL 629 00101 Helsinki
Puh. 0306 40 40 40
faksi 0306 40 40 48
asiakaspalvelu@medimattress.fi
www.medimattress.fi

Valmistaja:



Carital Oy
PL 170
04301 Tuusula
info@carital.com
www.carital.com