

YMPÄRISTÖSELVITYS / LAATUJÄRJESTELMÄT



Ympäristöasiat

MediMattress-tuotteet valmistetaan polyuretaanista, joka on ympäristölle myrkytöntä. MediMattress-tuotteet ovat pääsääntöisesti PVC-vapaita.

MediMattress Oy on siirtynyt ympäristövastuun suuntaan valmistamalla tuotteita soijasta saatavasta uusiutuvasta luonnonraaka-aineesta.

MediMattress Oy:n antidecubitus- ja hygieniapatjat on valmistettu joko kokonaan tai suurimmalta osin soijavaahdosta. PYR:in jäsenenä huolehdimme sekä pakkaus- että valmistusmateriaalimme kierrätyksestä.

Päällismateriaalit: ISO 9001:2000
Sertifikaatin numero: 6017 6852
Vaahtomateriaalit: ISO 9001:2000
Sertifikaatin numero: BE-95 412
Paloturvatestit: VTT-S-10540-06 according IMO FTPC Part 9 (IMO resolution MSC61(67) Annex 1 Part 9) SL 1, testattu elokuussa 2006.

Hyggen

Kaikille MediMattress-patjoissa käytetyille soijavaahdoille on tehty sairaanhoidon apuvälineille tarkoitettu bioyhenteensopi- vuus/myrkyttömyystesti lääkinnällisten välineiden tuoteturvallisuuskeskuksessa Saksassa.

Hyväksyntä vaahtomuovimateriaaleille erikseen testimenetelmän DIN EN ISO 10993-5 SOP 09-001 mukainen (sample SN 5337 11).

Cytox

Kaikille paloturvallisille polyuretaanipinnoille on tehty erikseen CYTOX-bioyhenteensopi- vuus/myrkyttömyystesti EN ISO 10993-1:2003 mukaisesti. Testiraportti: 200501-00332.



Pehmusteet ja täytteet

MediMattress-patjojen tynnyjen pehmusteet ja tätekuidut ovat ympäristövastuun ja PVC-vapaita. ÖKO-TEX Standard 100 testiraportin nro: 0110048 vaah- tomuoveille ja 0112059 tätekuiduille.

Vaahtojen valinnassa on käytetty tietokonepohjaista tutkimuslaitetta, joka osoittaa materiaalin pintapaineen ja ergonomian. Antidecubituspatjojen pin- tamateriaalien poikkeuksellisen hyvä toimivuus perustuu paitsi ergonomisiin huippuominaisuuksiin myös pintapehmy- teen, joka on tutkittu seuraavin menetel- min: ISO 2439-1998 Method: B Newton / 322 cm² (:25%55, 40%70 ja 65%130) ja ISO 3386-1 (:1,6 KPA).

Luonnon hygieniää

Kaikki MediMattress Oy:n patjojen ja tyn- nyjen päälliset ovat hometta ja baktee- reita hylkiviä.

