



Suunniteltu ja testattu yhteistyössä pelastusalan ammattilaisten kanssa.

Mediresc™ -pelastuspäällinen

Saatavuus: 70-80 x 160 x 13 cm, 70-100 x 200-230 x 13 cm
Materiaalit: PU/PES. Öko-Tex-sertifioidut, REACH-asetuksen mukaiset materiaalit.
Puhdistus: Desinfointi pyyhkimällä, pesu max 95 °C
Takuu: 2 vuotta takuuehtojen mukaisesti

Mediresc™ -päällinen on saatavilla myös Rehab-malleihin.



Integroidut reunapalkit antavat tukea ja helpottavat ergonomista siirtoa. Yksipalkkisessa mallissa puolisuuks on vaihdettavissa tarvittaessa.

Medicase® Rehab reunatuki-päällinen

Saatavuus: 80-85 x 160 x 13 cm, 75-120 x 200-230 x 13 cm
Päällinen: PU/PES. Öko-Tex-sertifioidut, REACH-asetuksen mukaiset materiaalit.
Puhdistus: Desinfointi pyyhkimällä, pesu max 95 °C
Palkit: 1-2 kpl, leveys 5-15 cm. PU-tuki/geelivaaho.
Huom! Palkeille ei vesipesua!
Takuu: 2 vuotta takuuehtojen mukaisesti

Medicase® Rehab -päällinen on saatavilla myös Comfort-materiaalilla.



Nerokkaassa kaksoispäällisessä on miellyttävän hengittävä ja irrotettava Comfort-kansi.

Medicase® Comfort-päällinen

Saatavuus: 70-85 x 160 x 13 cm, 70-120 x 200-230 x 13 cm
Materiaalit: Comfort-kansi puuvillaa, muu PU/PES. Öko-Tex-sertifioidut, REACH-asetuksen mukaiset materiaalit.
Puhdistus: Kansiosan pesu max 60 °C, muu max 95 °C
Takuu: 2 vuotta takuuehtojen mukaisesti

Medicase® Comfort -päällinen on saatavilla myös Rehab-malleihin.