

## Pro™ Sänky ERIKOISVAHVA SÄNKY



Pro™ Sänky. Kuvassa näkyvä kuljetusta/käsittelyä helpottava verkko poistetaan ennen käyttöönottoa.

*Kovaa kulutusta kestävä sänky vaativiin olosuhteisiin.  
Käytön painoraja max. 200 kg.*

*Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.*



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



### YLEISKUVAUS

Tuote on suunniteltu käytettäväksi kohteissa, joissa kalusteilta ja materiaaleilta vaaditaan kovaa kulutuskestoa ja repimiskestävyyttä. Ulkopäällinen ovat liukasta ja vahvaa kangasta, jota on vaikea rikkoa paljain käsin.

### KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Lattialle asetettava makuualusta psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaaviin vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöihin.

### KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaita ovat potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkinällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

### INDIKAATIOT

Potilasturvallisuuden ja hoitajien työturvallisuuden parantamiseksi kehitettyjä Pro™-tuotteita käytetään psykiatrisilla osastoilla ja muissa vaativissa hoito-olosuhteissa levottomien ja/tai aggressiivisten potilaiden hoitoon. Tuotteet on suunniteltu ja testattu asiantuntijoiden kanssa soveltuvaksi eristysuoneiden kaltaisiin olosuhteisiin.

### VASTA-AIHEET

Ei tunnettuja kontraindikaatioita.

### TUOTETURVALLISUUS

Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääkinnällinen laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisusmateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteensopivaksi ISO 10993-1:2018 -mukaisesti. Tuotteen paloluokitus on SL<sup>1</sup>.

**Huom!** Tuote ei kestä puremista tai teräviä esineitä.

**Huom!** Varmista aina ennen tuotteen käyttöä, että potilaalla ei ole hallussaan teräviä esineitä tai tulentekevälaineitä. Valvomaton terävien esineiden tai tulentekevälaineiden tahallinen käyttö tuotteisiin voivat vaurioittaa päällisiä ja altistaa tuotteen sisuksen kontaminoitumiselle ja vaurioitumiselle tai aiheuttaa tulipalovaaran.

### TAKUU

Pro™-tuotteilla on yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaaliavirheistä tai valmistuksesta.

### VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy  
Haukilahdenkatu 4  
00550 Helsinki  
p. 0306 40 40 40  
asiakaspalvelu@medimattress.fi  
tilaus@medimattress.fi  
www.medimattress.fi



## Pro™ Sänky ERIKOISVAHVA SÄNKY

### VAAHTOSISUKSEN OMINAISUUDET

Sänky koostuu useista kiinteästi yhteen liimatuista vaahtomuovikerrokista. Sängyn pinnassa on 9/10 cm viskoelastista PU-vaahtoa ja ulkopinnat ovat Crib 5 -testattua tukivaahtoa. Muut kerrokset ovat PU-kimmo- ja tukivaahtoa.

#### Pro™ Sänky, korkeus 50 cm:

9 cm viskoelastinen PU-vahto 50 kg/m<sup>3</sup>

6 cm PU-kimmovahto 43 kg/m<sup>3</sup>

30 cm PU-kimmovahto 40 kg/m<sup>3</sup>

5 cm PU-tukivahto (Crib 5<sup>1</sup>) 46 kg/m<sup>3</sup>

#### Pro™ Sänky, korkeus 30 cm:

10 cm viskoelastinen PU-vahto 50 kg/m<sup>3</sup>

15 cm PU-kimmovahto 40 kg/m<sup>3</sup>

5 cm PU-tukivahto (Crib 5<sup>1</sup>) 46 kg/m<sup>3</sup>

### ULKOPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Ulkopäällisen materiaali on liukasta ja kovaa kulutusta kestävää erikoistekstiiliä (sisäpuolelta PU-sivelty polyesteri). Päällisen kahdella sivulla on pitkällä vetimen suojakanavalla varustettu nestetiivis vetoketju, joka ei ole avattavissa ilman erikoistyökälua.

### SISÄPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Sisäpäällisen materiaali on joustavaa, neste-, lika- ja eritietivistä<sup>3</sup> PU-laminoitua polyesteria. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys<sup>4</sup>. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus<sup>5</sup>. Sisäpäällisessä on ommellut saumat ja tippasuojallinen perinteinen vetoketju kahdella sivulla.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



### KOOT JA PAINOT

80/90 x 200/210 x 30/50 cm

Paino: -20-35 kg

### LÄHTEET

<sup>1</sup> Vastaava kangas/vaahtorakenne testattu IMO 2010 FTFC ANNEX 1 Part 9 -mukaisesti. Käytetty hygieniakangas ja tukivahto British Standard 5852, Part 2, Crib 5 -testattu.

<sup>2</sup> Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

<sup>3</sup> Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti.

<sup>4</sup> Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

<sup>5</sup> Aktiivinen ainesosa sinkkipyritiini.



### TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYSOHJEET

Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalissa käyttö- tarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu seuraavasti:

- Pehmustetut kalusteiden sisukset: viisi (5) vuotta
- Päälliset ja vastaavat rakenteet: kaksi (2) vuotta

Tuote voidaan hävittää energiajakeena tai sekajäteteisiin.

### HOITO-OHJE

Päällisten pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioidulla pesuliuksella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm, etanoliliukset max. 60-80 % (pH=10). Vältettävä syövyttäviä tehoaineita. Syövyttäviä tehoaineita käytettäessä aina huuhtelupyyhintä puhtaalla vedellä ja kuivaus.

Mikäli pintamateriaalit altistuvat pitkäaikaisesti urealle (hiki ja virtsa), voi polyuretaanin molekyyli-rakenne rikkoutua vaurioittaen materiaaleja. Puhdista urealle altistunut tuote välittömästi.

Päälliset voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Avaa vetoketjut ja käännä päälliset tekstiilipuolelta ulospäin. Kuumadesinfiointisuositus 70 °C 10 min. Max. pesulämpötila 95 °C. Ripustuskuivaus (tai 1-pisteen rumpukuivaus pesupussissa). Varmista, että päälliset ovat täysin kuivia ennen käyttöönottoa.

Vaahtosisukselle ei vesipesua!



### VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy  
Haukilahdenkatu 4  
00550 Helsinki  
p. 0306 40 40 40  
asiakaspalvelu@medimattress.fi  
tilaus@medimattress.fi  
www.medimattress.fi