

Raizer® II

Nostotuoli

80 nostoa
yhdellä
latauksella

Raizer II on akkukäyttöinen, liikuteltava nostotuoli, jonka avulla kaatuneen henkilön saa nostettua lähes pystyyn vain 30 sekunnissa. Raizer II on yhden ihmisen koottavissa ja hallittavissa ilman suurempaa fyysistä ponnistusta. Muotoilunsa ansiosta Raizer II on helppo koota, käyttää ja puhdistaa.

Tärkeimmät ominaisuudet



4 SAMANLAISTA JALKAA ja
2 SAMANLAISTA SELKÄNOJAA
takaavat oikean koonnin joka kerta

INTUITIIVISET ÄÄNI- ja LED-
ILMAISIMET takaavat oikeaa
koonnin

KAUKO-OHJAINTA
säilytetään istuinosan
sivulla

Kaikki PINTAMATERIAALIT on
suunniteltu HELPOIKSI PUHDISTAA
ja DESINFIOIDA

LISÄTURVAVYÖT voidaan
asentaa tarpeen tullen tukemaan
kaatunutta henkilöä paremmin

Saatavilla myös KERTAKÄYTTÖISIÄ
HYGIENIAPÄÄLLISIÄ (lisätarvike)

Miellyttävä ja ergonominen kuljettaminen

- Toimiva kuljettaminen
- Kaikki osat kulkevat kahdessa kätevässä kassissa
- Jalat, selkänajat ja muut osat on sijoitettu helppokantaiseen kassiin intuitiivisesti niin, että niiden sijainti kassissa vastaa kokoamisjärjestystä
- Istuinosaa kuljetetaan erikseen pehmeäkahvaisessa kassissa, joka on suunniteltu varmistamaan sen kantamisen ergonomisesti lähellä kehoa
- Kasseja voidaan kuljettaa myös kuljetuskärryssä (lisätarvike), jossa on riittävästi tilaa kassien asettelulle vierekkäin

DHG
Moving Health Forward

Raizer® II

Nostotuoli



Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Malli | Raizer II |
| Nostokapasiteetti | Max. 150 kg |
| Nosto aika | 20-30 sekuntia |
| Paino | Istuinosa: 9,2 kg Jalat ja selkänoja: 4,9 kg Koko paino: 14,1 kg |
| Nostojen määrä täyteen ladatulla akulla | Enimmäis kuormituksella n. 40 nostoa. Keskimääräisellä kuormituksella n. 80 nostoa. |
| Latausaika | Enintään 6 tuntia |
| Tyhjän akun latausaika | 10-15 min. = 1 nosto |
| Latauslaitteet | USB-laturi ja 15 W latauslaite tavalliselle pistorasialle |

Valmistaja:

DHG

Moving Health Forward

Withey Court, Western Industrial Estate
Caerphilly, United Kingdom CF83 1BF
T: +44 (0) 800 043 0881
F: +44 (0) 845 459 9832
E: info@directhealthcaregroup.com
DHG-HEALTHCARE.COM

Jakelija Suomessa:

 **MediMattress**
Parempaan hoitoon

OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
puh. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
MEDIMATTRESS.FI