

Bariatriset tuotteet

Painehaavojen ehkäisy & Potilassiirrot

Tuoteopas

Carital Antideformaatiopatjat®

Korkealuokkaiset vaahtomuovipatjat

Istuintyyny

Siirron apuvälineet

Kävelypöydät

Seisomaannousun apuvälineet

Liikulteltavat potilasnostimet

Nostovarusteet

Nostoliinat



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

Myynti & vuokraus (ark. 8-16)

0306 40 40 40



Moving Health Forward

Liikkuminen on terveyden ja elämänlaadun perusta.

Alentunut terveys voi heikentää dramaattisesti kykyämme liikkua, joka puolestaan voi johtaa uusiin terveysongelmiin ja hitaampaan toipumiseen. Me Direct Healthcare Groupissa ymmärrämme, että liikkuminen on elintärkeää toipumisen, kuntoutumisen ja omatoimisuuden kannalta. Uskomme, että liikkumisen ja omatoimisuuden tukeminen on olennaista hyvän terveyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tämän ymmärryksen sekä tiiviin yhteistyön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa pyrimme tarjoamaan tehokkaita, liikkumiseen perustuvia ratkaisuja, jotka lisäävät elämänlaatua kaikissa hoito- ja asumisympäristöissä.

Painehaavojen tehokkaan ehkäisyn ja hoidon, turvallisen omatoimisuuden edistämisen ja putoamisten välttämisen kautta ratkaisumme tukevat hoidon antamista laajalle potilaskirjolle, ml. monimutkaiset ja pitkäaikaiset sairaudet. Me osana Direct Healthcare Groupia pystymme ainutlaatuisella tavalla ennaltaehkäisemään, hallitsemaan ja monissa tapauksissa ratkaisemaan potilaiden liikkumisen vähenemiseen liittyviä terveydenhuollon haasteita tarjoten tukea sekä hoidon tarjoajille että hoidon saajille. **Kaikki tämä johtaa parempiin terveytuloksiin, nopeampaan toipumiseen ja helpompaan päivittäiseen elämiseen.**



Vuokraus & huolto

Vuokra- ja huoltoratkaisut vakio- ja bariatrisille asiakkaille. Teknisen palvelun ratkaisut laitteiden ylläpitämiseksi vaadittujen laatuvaatimusten ja säännösten mukaisina.



Carital Antideformaatiopatjat®

Ainutlaatuisen tehokkaita, automaattisesti potilaan mukaan säätäviä, painehaavojen estämiseen ja hoitoon tarkoitettuja erikoispatjoja.

Carital Antideformaatioteknologia® maksimoi kontaktipinta-alan ja minimoi kontaktipaineen estäen tehokkaasti paineenalaisten kudosten ja kudossolujen deformaation. Näin kudokseen ei synny paineesta / kudosten venytyksestä aiheutuva vammaa.

SystemRoMedic™

Safe Moving & Handling

SystemRoMedic™ on siirtoja helpottava kokonaisratkaisu. Konseptiin sisältyy neljä tuotealuetta, jotka täyttävät useimmat tarpeet erilaisissa siirtotilanteissa.

Siirtäminen yksiköstä toiseen. Asennon korjaus yksikön sisällä. Tuenta liikkumisen helpottamiseksi. Nostaminen sekä käsin että mekaanisesti.



Ethos Education - Tulossa suomenkielisenä lokakuussa 2022

Miksi valita MediMattress Oy?

Ammattimainen & kokenut

Yli 20 vuoden kokemus bariatristen tuotteiden valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista.



Paras kustannushyöty nopeasti

Nopeat toimitukset



Ainutlaatuista tehokkuutta painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon

Tutkitusti vaikuttavimmat Carital Antideformaatiopatjat®



Säännösten mukaiset lääkinnälliset laitteet

Varmistavat parhaimman hoidon laadun & potilasturvallisuuden



Kokonaisvaltaiset ratkaisut

Takaavat hoidon jatkuvuuden hoitopolun eri vaiheissa



Asiakaspalvelu & huolto

Ma-pe klo 8-16



Puhdistettujen ja desinfioidujen vuokrapatjojen toimitus

Asennus paikalleen PK-seudulla



Monipuolinen vuokrauspalvelu

Budjettisi mukaan



Carital Antideformaatiopatjat®



Carital® Optima (max 300 kg)

Carital® Optima on ainutlaatuinen reaktiivinen (tietokoneohjattu), yksilöllisesti ja tarkasti säätävä minimipainemakuualusta, jonka toiminta perustuu antideformaatioon. Se on suunniteltu erityisesti potilaille, joilla on korkea tai erittäin korkea riski saada painehaava. Carital Antideformaatioteknologia® maksimoi kontaktipinta-alan, minimoi kontaktipaineen ja kudosten deformaation. Patjajärjestelmä reagoi kehon painoon, profiiliin ja asentoon jakaen kuormituksen tasaisesti koko kennoston alueelle.

Tuotenumerot:

OP7FEA... / OP8FEA...



Carital® Optima Rehab (max. 300 kg)

Rehab-malli on erikoispäällinen, jossa päälliseen on integroitu potilaan itsenäisyyttä tukeva reunapalkki, toisella tai molemmilla sivuilla. Rehab-mallin reunapalkit helpottavat hoitajan työtä. Tukevat reunapalkit antavat tukea, lisäävät omatoimisuutta ja helpottavat ergonomista siirtoa. Rehabin rakenteesta on hyötyä asentohoidossa ja muiden hoitotoimenpiteiden aikana.

Tuotenumerot:

OP7FEA... / OP8FEA...




Carital® OptimaBario (max. 400 kg)

Carital® OptimaBario on reaktiivinen (tietokoneohjattu), yksilöllisesti ja tarkasti säätävä minimipainemakuualusta, jonka toiminta perustuu antideformaatioon. Se on suunniteltu erityisesti obeeseille potilaille, joilla on korkea tai erittäin korkea riski saada painehaava. OptimaBarion rakenne on sama kuin Carital® Optimassa, mutta kennostot on valmistettu vahvemmassa materiaalista.

Tuotenumero:

OPBFEA...




Carital® OptimaBario Rehab (max. 400 kg)

Carital® OptimaBarioon on myös saatavilla Rehab-mallin erikoispäällinen. Rehab-päällismallin reunapalkit helpottavat hoitajan työtä. Tukevat reunapalkit antavat tukea ja helpottavat ergonomista siirtoa. Rehabin rakenteesta on hyötyä raskaiden potilaiden asentohoidossa sekä muiden hoitotoimenpiteiden aikana.

Tuotenumero:

OPBFEA...


Korkealuokkaiset vaahtomuovipatjat / Keskiriskin painehaavapatjat



Eko™2 (max. 180 kg)

2-krs. painehaavapatja painehaavojen ennaltaehkäisyyn. Patjan päällä on 5 cm PU-geelivaahtoa, alla 8 cm PU-kimmovaahtoa.

Tuotenumero: 10EK2...



Tergo®Safe2 (max. 180 kg)

2-krs. painehaavapatja painehaavojen ennaltaehkäisyyn. Patjan päällä on 5 cm PU-geelivaahtoa, alla 8 cm PU-kimmovaahtoa, reunapalkit PU-tukivaahtoa.


Tuotenumero: 10TS2...



Tergo®Safe4 (max. 250 kg)

4-krs. painehaavapatja painehaavojen ennaltaehkäisyyn. Patjan päällä on 11 cm PU-geelivaahtoa, alla 6 cm PU-kimmovaahtoa, reunapalkit PU-tukivaahtoa.

Tuotenumero: 10TS4...



Eko™UltraXL (max. 250 kg)

4-krs. painehaavapatja painehaavojen ennaltaehkäisyyn. Patjan päällä on 11 cm PU-geelivaahtoa, alla 6 cm PU-kimmovaahtoa.

Tuotenumero: 10UL4...

Istuintyynyt



Exact™ L (20-160 kg)

2-kr. istuintyyny painehaavojen ennaltaehkäisyyn potilaille, joilla on matala tai keski-kertainen riski saada painehaava. Istuintyynyn päällä on 6,8 cm PU-geelivaahtoa, alla 2,5 cm PU-tukivaahtoa. Hygienenpäällisen materiaali on PU/PES.

Tuotenumero: 30EXL...



Exact™ XL (40-260 kg)

2-kr. istuintyyny painehaavojen ennaltaehkäisyyn potilaille, joilla on matala tai keski-kertainen riski saada painehaava. Istuintyynyn päällä on 2,5 cm PU-geelivaahtoa, alla 8 cm PU-tukivaahtoa. Hygienenpäällisen materiaali on PU/PES.

Tuotenumero: 30EXX...

Siirron apuvälineet



Tergo® Glide (SWL 250 kg)

Tergo®Glide on kahvallinen ergonominen apuväline, joka on tarkoitettu liikuntarajoitteisten potilaiden siirtämiseen ja kääntämiseen. Tuotteeseen on integroitu inkontinenssisuoja. Patentoitu Tergo®Glide liukuu poikittaisuunnassa jarruttaen liukumista alaspäin vuoteen selkänojan ollessa kohotettuna.

Tuotenumerot: 50TEGL88P120 88x120 cm (S-M)
50TEGL105P120 105x120 cm (L-XL)



ReadySlide 110x90 cm (SWL 300 kg)

ReadySlide on ohut, putkimallinen, taipuisa ja hyvin helppokäyttöinen liukualusta. Se helpottaa erilaisia asennon korjaustilanteita vuoteessa sekä nostoliinon pukemista.

Tuotenumero: 11235



TurnSheet 200x240 cm (SWL 300 kg)

Kipuherkkä potilas, jonka hoidontarve on suuri ja säännöllinen, voi olla haaste häntä hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille. TurnSheet-kääntöjärjestelmällä kääntäminen onnistuu vähällä voimalla ja ilman tarpeettomia nostoja. Se sijaitaan pysyvästi vuoteeseen, jossa se peittää kaikki painepisteet ja ehkäisee tehokkaasti painehaavojen syntymistä.

Tuotenumero: 1589



RollerSlide Flexi 175x60 cm (SWL 300 kg)

RollerSliden avulla onnistuu passiivisten potilaiden siirrot makuulla sängystä kuvantamisen tutkimuspöydälle tai leikkauspöydälle, suihkuvaunuun, ambulanssipaireille tai muulle vastaavalle tasolle. Tuote toimii siltana tasojen välillä ja liikkuu potilaan alla siirron aikana. RollerSlide koostuu pehmustetusta rullalevystä ja päällisestä, joka on valmistettu Direct Healthcare Groupin ainutlaatuisesta liukuvasta ULF-materiaalista™ (Ultra Low Friction).

RollerSlide flexi on **RollerSliden taipuisa, kevyempi versio.**

Tuotenumero: 9170



RollerSlide Flexi 85x60 cm (SWL 300 kg)

Tuotenumero: 9175

Siirron apuvälineet



TopSheet (SWL 250 kg)

TopSheet on tarkoitettu inkontinenteille vuodepotilaille, joita on käännettävä usein. TopSheet sopii myös erinomaisesti painavan potilaan pitämiseen kylkiasennossa esimerkiksi avustettujen hygieniatoimien tai haavasidoksen vaihdon aikana.

Tuotenumero: 1520



EasyBelt Hug XL (SWL 170 kg)

EasyBelt, Hug on uusi, pehmeästi kiristytävä versio Direct Healthcare Groupin klassisista vyömalleista. EasyBelt Hug -malleissa on uusi patentoitu muotoilu. Poikittaiset kahvat liukuvat vapaasti silmukoiden läpi, joten vyö ei luista siirron aikana ylöspäin vaan kiristyy pehmeästi avustettavan ympärille. EasyBelt Hug mahdollistavaa avustajalle tukevamman otteen ilman ylimääräistä kuormitusta. Uusien vyömallien avulla siirrot sujuvat leikiten.

Tuotenumero: 6006



FlexiBelt XL (SWL 170 kg)

FlexiBelt on siirto- ja talutusvyö, joka on tarkoitettu seisomaannousuihin sekä siirtoihin pyörätuolista sänkyyn, WC:hen tai autoon. FlexiBelt-vyössä on pehmeä ja käytössä erittäin miellyttävä polyesterisamettivuori. Vyö, joka asetetaan käyttäjän vyötärön tai lantion ympärille, on varustettu useilla, tukevilla kahvoilla sekä pysty- että vaakasuunnassa, mikä tarjoaa hoitajalle tukevan otteen erilaisissa tilanteissa.

Tuotenumero: 6026



FootStool

FootStool-jalkakorokkeella voi korottaa avustettavan polvia, jotta siirtyminen istuma-asennossa onnistuu helpommin ja turvallisemmin. FootStoolia voi käyttää myös jalkaterien tukena WC-käynnin aikanatai asennon korjaamiseen tuolissa tai pyörätuolissa taaksepäin.

Tuotenumerot: 8090 (32x38x10 cm)
8095 (32x38x5 cm)

FootstoolCover

FootStoolCover on pyyhittävä päällinen Direct Healthcare Groupin FootStool-jalkakorokkeeseen. Päällisessä on kahva, joka helpottaa FootStoolin kuljettamista.

Tuotenumerot: 8091 päällinen tuotteelle 8090
8096 päällinen tuotteelle 8095

Kävelypöydät



BURE XL (SWL 240 kg)

Bure XL on suunniteltu raskaille potilaille. Tuote on väljä ja kestää paljon painoa. Koska raskaampien potilaiden hoitoon tarvitaan erityisen tehokkaita apuvälineitä, Bure XL toimitetaan aina sähkökäyttöisenä.

Tuotenumero: 56-315

Seisomaannousun apuvälineet



ReTurn7600 (SWL 205 kg)

ReTurn-siirtolaite mahdollistaa turvalliset ja aktiiviset seisomaannousut ja siirrot sänkyyn, pyörätuoliin tai WC:hen ja niistä pois. ReTurn-siirtolaitteella voi myös helpottaa asennon korjausta taaksepäin tuolissa tai pyörätuolissa.

ReTurn7600-malli on tarkoitettu enintään 205 kg painaville avustettaville. Siksi siinä on leveämpi alustalevy, jolla on enemmän tilaa isokokoisille ja painaville potilaille.

Tuotenumero: 7600



MiniLift200 (SWL 200 kg) & ThoraxSling (SWL 300 kg)

MiniLift on liikuteltava seisomanojanostin, joka on suunniteltu tukemaan potilasta mahdollisimman miellyttävästi istumasta seisomaan noustessa. Sopivilla nostovaruksilla saadaan tarvittaessa lisätukea nostettavan jalkojen alle, polville ja säärille sekä selän taakse.

MiniLift-nostin ja ThoraxSling nostavat potilaan seisomaan hellävaraisesti ja miellyttävästi. Liikkuvan nostovarren voima kohdistuu mukavasti potilaan lanneselkään eikä vedä nostoliinaa ylös kainaloihin.

Tuotenumerot: 401100334 (MiniLift200)
45500009 (ThoraxSling XXL)

Liikuteltavat potilasnostimet



Eva600EE (SWL 270 kg)

Eva600EE on monipuolinen potilasnostin kaikenlaisiin nostotilanteisiin, jopa 270 kg painoisille käyttäjille. Yhdessä käyttötarkoitukseen sopivan Direct Healthcare Groupin helppokäyttöisten ja toimivien lisävarusteiden kanssa EVA600EE-nostin soveltuu erinomaisesti lattialta, tuoilta tai vuoteesta nostamiseen, mutta myös avuksi vuodesiirtoihin, horisontaalitasossa nostamiseen ja kävelyn harjoitteluun.

Tuotenumero: 60100003



Eva600EE matalat jalakset (SWL 270 kg)

Eva600EE matalilla jalaksilla sopii erityisesti käytettäväksi matalien sänkyjen kanssa. Nostin on monipuolinen potilasnostin kaikenlaisiin nostotilanteisiin, jopa 270 kg painoisille käyttäjille. Yhdessä käyttötarkoitukseen sopivan Direct Healthcare Groupin helppokäyttöisten ja toimivien lisävarusteiden kanssa EVA600EE-nostin soveltuu erinomaisesti lattialta, tuoilta tai vuoteesta nostamiseen, mutta myös avuksi vuodesiirtoihin, horisontaalitasossa nostamiseen ja kävelyn harjoitteluun.

Tuotenumero: 60100010




Vega505EE (SWL 230 kg)

Vega on liikuteltava potilasnostin enintään 230 kg painavien potilaiden turvalliseen nostamiseen. Vega mahdollistaa poikkeuksellisen korkeat nostot, ja sen nostoväli on erittäin suuri. Nostin auttaa käyttäjää hellävaraisesti nousemaan istuma-asennosta seisoma-asentoon. Kun nostinta käytetään yhdessä ThoraxSlingin kanssa, käyttäjä on tuettu jalkojen alta, säärien etuosasta ja selästä.

Tuotenumero: 60600003

Nostovarusteet



BariBar (SWL 454 kg)

BariBar avaa nostoliinaa, tarjoaa lisätilaa ja ohjaa istuma-asentoa hieman takanojaan. Tämä sopii hyvin isokokoisille ja painaville ja/tai kipuherkille potilaille.

Tuotenumero: 70200072

Nostoliinat



BariSling (SWL 570 kg)

BariSling-nostoliina on tarkoitettu vähintään 200 kg painavien potilaiden nostamiseen. Sen voi yhdistää joko liikuteltavaan tai kiinteään potilasnostimeen nelipistenostokaaren tai BariTurn-siirtokelkan avulla. BariSling-nostoliinassa on kuusi ripustuskohtaa, kaksi selkäpuolella ja neljä reisien alla, joten paino jakautuu turvallisesti ja miellyttävästi. Hartioihin ulottuva selkäosa tukee potilasta polvitaiteista hartiatasoon ja myös reisien alta. BariSling-nostoliinan materiaalina on polyesteri, ja siitä on saatavana kaksi eri kokoa enintään 570 kg painaville potilaille.

Tuotenumerot: 47001010 XXXL (SWL 570 kg)
47001011 XXXXL (SWL 570 kg)



BariVest (SWL 570 kg)

BariVest-nostoliina on tarkoitettu vähintään 180 kg painavien potilaiden seisomaanousuihin sekä seisoma- ja kävelyharjoitteluun. Sen voi yhdistää joko liikuteltavaan tai kiinteään potilasnostimeen nelipistenostokaaren tai BariTurn-siirtokelkan avulla. Saatavana koossa XXXL (suositeltu käyttäjäpaino 180-300 kg) tai XXXXL (suositeltu käyttäjäpaino 250-570 kg).


Tuotenumerot: 47103010 XXXL (SWL 570 kg)
47103011 XXXXL (SWL 570 kg)

Bariatristen apuvälineiden valintaopas


Ammattitaitoinen tiimimme on aina valmiina auttamaan valitsemaan parhaimman ratkaisun potilaan tarpeisiin. Tässä joitain potilaskohtaisia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon valitessa bariatrisia apuvälineitä:

Vartalotyyppi


Omena



Päärynä Abducted



Päärynä Adducted



Bulbous Gluteal



Ikäryhmä	Lapsi	Nuori	Aikuinen	Ikääntyvä	Vanhus
Pituus	~150 cm	150-167 cm	167-183 cm	183-198 cm	yli 198 cm
Paino	130 kg asti	130-190 kg	190-260 kg	260-320 kg	320-410 kg

Liikkuvuuden arviointi	Painehaavariskin arviointi
Ei rajoitteita (voi seistä ja kävellä)	Matala riski
Hieman rajoittunut (kävelee tuettuna)	Matala tai keski-suuri riski
Rajoittunut (pystyy kannattamaan omaa painoaan)	Keski-suuri riski
Hyvin rajoittunut (pyörätuolissa)	Keski-suuri tai korkea riski
Täysin liikuntakyvytön (sänkyyn hoidettava)	Korkea riski
Ei tajuissaan	Korkea tai erittäin korkea riski

Näiden yksinkertaisten potilasarviointien avulla apuvälineiden valinnasta tulee helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Tilaa apuväline aina yksikkönne ohjeistuksen ja kliinisen arvioinnin mukaisesti.

Myynnin yhteystiedot

Helsinki, Pirkanmaa, Kanta-Häme

Myyntijohtaja
Henna Sipponen
p. 040 901 09 06
henna.sipponen(at)medimattress.fi



Varsinais-Suomi, Satakunta, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Aluepäällikkö
Pasi Kyösti
p. 040 418 75 70
pasi.kyosti(at)medimattress.fi



Uusimaa (ei Hki), Päijät-Häme, Kymenlaakso, Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

Aluepäällikkö
Mari Olmala
p. 040 746 20 46
mari.olmala(at)medimattress.fi





OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

MediMattress Oy

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki

Asiakaspalvelu

ark. 8-16 p. 0306 40 40 40

asiakaspalvelu@medimattress.fi

Huolto

ark. 8-16 p. 0306 40 40 45

huolto@medimattress.fi

vuokraus@medimattress.fi



MEDIMATTRESS.FI