


EasyGlide

SystemRoMedic



EasyGlide

EasyGlide-liukulautta auttaa henkilöiden siirtämistä istuma-asennossa mm. pyörätuoliin, sänkyihin, wc-tiloihin ja autonistuimille ja niistä pois. Se sopii erityisen hyvin tasoittamaan korkeuseroja ja toimimalla siltana lyhyillä siirtoetäisyyksillä. Pyöristetyt kulmat ja sileä, pienikittainen pinta mahdollistavat helpot siirrot ja tekevät myös liukulevyn asettamisesta ja poistamisesta erittäin helppoa. Alapuolella oleva kaksinkertainen luistonestoteippi estää levyä luistamasta alla olevalla pinnalla siirron aikana. EasyGlide-liukulaudat ovat pyyhittäviä ja helppoja puhdistaa.

- 5060, 60 x 25 cm, SWL: 135-150 kg
- 5020, 60 x 33 cm, 3-osainen, SWL: 135-150 kg
- 5050, 75 x 33 cm, 3-osainen, SWL: 135-170 kg

EasyGlide, oval

Ovaali EasyGlide on liukulautta, jota käytetään paitsi siirtoihin selinmaakuuasennossa sängyjen ja paarien välillä myös sijoittamiseen ylempiin sängyissä. EasyGlide-liukulauttaa voidaan käyttää myös apuna nostoliinan asettamisessa sekä makuu- että istuma-asennoissa. Pyöristetyt muodot ja sileä, pienikittainen pinta mahdollistavat helpot siirrot ja tekevät liukulaudan asettamisesta ja poistamisesta erittäin helppoa. EasyGlide-liukulaudat ovat pyyhittäviä ja helppoja puhdistaa.

- 5040, 85 x 39 cm, SWL: 300 kg

